

CENTRALE DE DESINFECTION DES ENDOSCOPES

→ **Equipement :**

- 10 ESET
- 1 Système de séchage rapide et stockage
- 4 armoires standards
- 10 LDE
- 3 modules
- 150 endoscopes

→ **Activité :**

- + 30000 désinfections
- Entre 300 et 350 prélèvements

Organisation

→ CDE

- 13 AS
- 3 ASH
- 7h – 19h
- Lundi au samedi
- Astreinte le dimanche

→ Missions

- Stockage
- Transport
- Traitement

Endoscopie : 25000 examens

→ Plateau technique

- 3 salles d'AG
- 1 salle de fibroscopie gastrique
- 1 salle de fibroscopie bronchique

→ Réanimations

→ Blocs

→ Consultations

→ Services d'hospitalisation

STOCKAGE

→ ESET

- Sèche les endoscopes
- Valide 7 jours
- 8 à la CDE
- 1 en réanimation
- 1 au bloc opératoire

→ Armoire standard

- Endoscopes devant être désinfectés systématiquement
- Peu utilisés et hors urgences



Stockage

→ Système de séchage rapide et stockage en sac (plasma)




Transport

→ **ASH dédiées**

→ **Chariots**

→ **bacs spécifiques**

- Endoscope propre : bac scellé
- Endoscope sale



Traitement

→ Désinfection

- LDE : Niveau intermédiaire pour les appareils semi-critiques
- Module : Haut niveau pour les appareils critiques



→ **Au niveau de chaque machine**

→ **Centralisée**

- ESET, modules et une partie des LDE en réseau
- Logiciel

→ **Mais, 2 marques différentes de LDE**


Prélèvements

→ Organiser en lien avec l' Unité de Prévention du Risque Infectieux


→ Les endoscopes

→ Les LDE et ESET


→ Indicateurs



→ Résultats par motif de prélèvement



























→ Résultats par type d'endoscope



Planification des prélèvements

→ Difficulté à effectuer les qualifications opérationnelles annuelles

- Tableau de suivi des prélèvements

Famille	Endoscope	Code	Fréquence	Prlv 2022	Qualif S4	Qualif ISA	ESET	Qualif Stock
GF760-2.8	GF33.7 (224) 	224	An	 1  1	 7	 2	ESET1  2	
GF760-2.8	GF35.7 (213) 	213	An	 1  2	 4  5	 3	ESET4  2	ESET4 
GF760-2.8	GF36.7 (220) 	220	An	 1  2  2	 1  7	 4	ESET1  2	
GF760-2.8	GF38.7 (235) 	235	An	 1  1  2  2	 6  7	 4	ESET4  2	
GF760-2.8	GF39.7 (216) 	216	An	 2  2  3  3  3		 2	ESET7  3	ESET7 
GF760-2.8	GF40.7 (221) 	221	An	 2				

→ Endoscopie : secteur à risque

- CREX
- Cartographie des risques
- Manuel Qualité

→ Stockage et manipulation de produits dangereux en grande quantité

- Détergeant
- Désinfectant (acide per-acétique)
- Utilisation d'EPI

